


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd115/Csf-1R Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P07333

Numero articolo: CM0029127



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CD115/CSF-1R umano (recettore M-CSF). Adatto per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo e ratto. Uno strumento essenziale per studi sulla biologia dei macrofagi, l'immunità innata e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD115/CSF-1R Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1436
GeneID	1436
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 873-972 del CD115/CSF-1R umano (NP_005202.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P07333
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio