

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd116/Gm-Csfrα Per Wb, Elisa - P15509

Numero articolo: CM0006368



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CD116/GM-CSFRα umano (CSF2RA, CDw116). Validato per WB ed ELISA. Mir alla subunità alfa del recettore del fattore stimolante le colonie dei granulociti e macrofagi a bassa affinità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD116/GM-CSFRα Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFRα
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1438
GeneID	1438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-320 del CD116/GM-CSFRα umano (NP_006131.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P15509
Peso proteico	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio