

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd116/Gm-Csfra Per Wb, Fc, Elisa - P15509

Numero articolo: CM0008225



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD116/GM-CSFR α umano, la subunità alfa del recettore del GM-CSF. Validato per Western Blot, Citometria a flusso e applicazioni ELISA con reattività umana. Rilevate multiple isoforme di peso molecolare: 27–50 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD116/GM-CSFR α Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1438
Gene ID	1438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-320 di CD116/GM-CSFR α umano (NP_006131.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15509
Peso Proteico	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio