

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd117 Per Wb, Elisa - P05532

Numero articolo: CM0024414



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CD117/c-Kit murino (P05532), validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio dell'ematopoiesi, del mantenimento delle cellule staminali e della melanogenesi in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD117 Rabbit pAb
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	16590
GeneID	16590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 del CD117 murino (NP_001116205.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05532
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio