

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd117/C-Kit Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10721

Numero articolo: CM0012380



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD117/c-Kit umano (c-Kit, CD117, SCFR) per Western blot, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Validato per la ricerca umana nella biologia delle cellule staminali, oncologia e disturbi delle cellule mastocitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3815
GeneID	3815
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 871-976 del CD117/c-Kit umano (NP_000213.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10721
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio