

Anticorpo Policlonale Anti-Cd117/C-Kit Per Wb E Elisa - P10721

Numero articolo: CM0026713



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD117/c-Kit (KIT) umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sulle cellule staminali, sul cancro e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD117/c-Kit Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3815
GeneID	3815
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 867-976 del CD117/c-Kit umano (NP_000213.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10721
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio