

Anticorpo Policlonale Anti-Cd117/C-Kit Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10721

Numero articolo: CM0014120



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD117/c-Kit per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce le proteine umane, murine e di ratto. Immunogeno costituito da proteina ricombinante. Uso nella ricerca sulla biologia delle cellule staminali, l'emopoiesi, la melanogenesi e l'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD117/c-Kit Rabbit pAb
Note/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3815
GeneID	3815
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-412 di CD117/c-Kit umano (NP_000213.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10721
Peso della proteina	110 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio