


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd117/C-Kit Per Wb, Elisa - P05532

Numero articolo: CM0007073



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD117/c-Kit murino (recettore del fattore delle cellule staminali), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per studi sull'ematopoiesi, sulla biologia delle cellule staminali e sulla segnalazione oncogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD117/c-Kit
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfsc03; CD117/c-Kit
Specie	Topo
GeneID (Umano)	16590
GeneID	16590
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05532
Peso della proteina	23 kDa/109 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante