

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd117/C-Kit Per Wb, Elisa - P10721

Numero articolo: CM0006639



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD117/c-Kit di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Targetizza il recettore KIT umano (P10721), fondamentale per la sopravvivenza cellulare, l'ematopoiesi, il mantenimento delle cellule staminali e la melanogenesi. Ideale per la ricerca oncologica e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD117/c-Kit
Note/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3815
GeneID	3815
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-520 del c-Kit umano (NP_000213.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P10721
Peso della proteina	110 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante