

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd117/C-Kit Per Wb, Fc, Elisa - P05532

Numero articolo: CM0006661



introduzione

mAb di coniglio anti-CD117/c-Kit validato per WB, FC, ELISA. Reagisce specificamente con il topo. Strumento chiave per studi sull'emopoiesi, le cellule staminali e il melanoma. SWISS: P05532.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3815
GeneID	16590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 della CD117/c-Kit di topo (NP_001116205.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05532
Peso proteico	109KDa/22KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio