

Anticorpo Policlonale Anti-Cd119 Per Wb, Elisa - P15261

Numero articolo: CM0021176

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CD119 murina (Recettore dell'interferone gamma 1). Validato per Western blot e ELISA, rileva un recettore di membrana di 52 kDa essenziale per l'immunità antimicrobica e antitumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CD119 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Specie	Mouse
Gene ID	15979
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-250 della CD119 murina. (NP_034641.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P15261
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio