


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11A Per Wb, Fc - P20701

Numero articolo: CM0006320



introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-CD11a di coniglio validato per WB e FC nell'uomo. Riconosce l'integrina alfa-L (LFA-1), un recettore di adesione immunochiave. Ideale per la ricerca in immunologia e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD11a Rabbit mAb
Note/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3683
GeneID	3683
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 della CD11a umana (NP_002200.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P20701
Peso della proteina	118kDa/129kDa/134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio