

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd11A Per Wb, Fc, Elisa - P24063

Numero articolo: CM0008430

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD11a di topo validato per Western blot, citometria a flusso ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Il bersaglio è la catena alfa-L dell'integrina di 128 kDa (LFA-1) coinvolta nell'adesione leucocitaria e nelle funzioni immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD11a
Note/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Specie	Topo
GeneID (Umano)	728642
GeneID	16408
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 149-340 del CD11a di topo (NP_001240801.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P24063
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio