

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd11A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Numero articolo: CM0007090



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD11a validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce il CD11a umano (ITGAL) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione dei leucociti e delle interazioni delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD11a Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; integrina alfa-L; CD11a
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3683
ID Gene	3683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 del CD11a umano (NP_002200.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20701
Peso proteico	119kDa/128kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio