

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20701

Numero articolo: CM0019341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CD11a/LFA-1A/ITGAL umano. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Indicato per studi sull'adesione leucocitaria e sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Note/alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 di CD11a/LFA-1A/ITGAL umano (NP_001107852.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P20701
Peso della proteina	129 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante