


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd11B (Itgam) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05555

Numero articolo: CM0021310



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'integrina CD11b/ITGAM murina, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con le proteine umane e di ratto. Ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria, delle funzioni del recettore del complemento e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD11b Rabbit pAb
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
Specie	Topo
GeneID (umano)	16409
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 di CD11b murino (NP_032427.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P05555
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico