

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd11B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11215

Numero articolo: CM0006617



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CD11b validato per Western Blot (WB), IHC-P ed ELISA. Adatto per campioni umani, l'anticorpo ha come bersaglio l'integrina alfa-M (ITGAM) coinvolta nell'adesione leucocitaria e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio CD11b
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3684
GeneID	3684
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del CD11b umano (NP_000623.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P11215
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio