

Polymab® Anti-Cd11C Da Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

Numero articolo: CM0011092



introduzione

CD11c Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale di coniglio contro l'integrina alfa-X umana (CD11c), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con esseri umani e scimmie cinomolgo ed è ideale per lo studio dell'adesione dei monociti e delle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD11c Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CD11C; SLEB6
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3687
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 311-410 della CD11c umana (NP_000878.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Scimmia cinomolgo
SWISS	P20702
Peso proteico	128 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio