


Anticorpo Policlonale Anti-Cd123/IL-3R Alpha (Coniglio) Per Wb E Elisa - P26951

Numero articolo: CM0019944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD123/IL-3RA umano, la subunità alfa legante il ligando del recettore dell'IL-3. Validato per WB ed ELISA, mostra reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sull'ematopoiesi, sulle cellule staminali leucemiche e sugli studi di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD123 pAb di Coniglio
Note/Alias	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha
Specie	Umano
GeneID	3563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-305 di CD123 umano (NP_002174.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P26951
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio