

Anticorpo Monoclonale Anti-CD127/IL-7R α () Per Citometria A Flusso - P16871

Numero articolo: CM0004717



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD127/IL-7R α umano, validato per citometria a flusso. Riconosce l'IL-7R α umano e di macaco cinomolgo. Ideale per studi di immunologia, sviluppo delle cellule immunitarie e target di malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD127/IL-7R α umano/scimmia
Note/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3575
GeneID	3575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-236 di CD127/IL-7R α umano (NP_002176.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Umana, Cinomolgo
SWISS	P16871
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio