

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd127/IL7R Per Wb, If-P, Elisa - P16871

Numero articolo: CM0003543



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante Anti-CD127/IL7R di coniglio validato per WB, IF-P, ELISA; reattivo con CD127 umano, murino e di ratto. Ideale per studi sullo sviluppo delle cellule T e sulla segnalazione citochinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD127/IL7R Rabbit mAb
Note/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; CD127/IL7R
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3575
GeneID	3575
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della proteina CD127/IL7R umana (P16871).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16871
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio