

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd127/IL7R Per Wb, Elisa - P16871

Numero articolo: CM0016320



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CD127 umano (recettore alfa IL-7), validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con il topo. Utile per studi di immunologia e segnalazione dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD127/IL7R Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Specie	Umano
GeneID	3575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 del CD127/IL7R umano (NP_002176.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P16871
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio