

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd130/Gp130 Per Citometria A Flusso - Q00560

Numero articolo: CM0005084



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro il CD130/gp130 di topo, validato per citometria a flusso. Peso molecolare target di 102 kDa. Adatto per la ricerca sulla via di segnalazione dell'IL-6 e gli studi sui recettori delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD130/gp130 Rabbit mAb
Note / Alias	CD130; gp130; D13Ertd699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
Specie	Topo
ID gene (Umano)	3572
ID gene (Topo)	16195
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q00560
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio