


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd132 Per Wb, Elisa - P34902

Numero articolo: CM0021940



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD132 murino (IL-2RG, gammaC), validato per WB ed ELISA. Riconosce CD132 di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione delle citochine e sulla ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD132 Rabbit pAb
Note/alias	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
Specie	Topo
ID del gene	16186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-263 di CD132 murino (NP_038591.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P34902
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio