


Anticorpo Policlonale Anti-Cd132/IL-2 R Gamma Per Wb E Elisa - P31785

Numero articolo: CM0023829



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CD132/IL-2 R gamma umano (catena gamma comune). Validato per Western blot e ELISA; cross-reagisce con il mouse. Adatto per lo studio della segnalazione dei recettori delle citochine e la ricerca sulle immunodeficienze primitive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CD132/IL-2 R gamma Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3561
GeneID	3561
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 290-369 del CD132/IL-2 R gamma umano (NP_000197.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P31785
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio