


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd132/IL-2 R Gamma Per Wb, Elisa - P31785

Numero articolo: CM0003428



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD132/IL-2 R gamma umano validato per Western blotting ed ELISA, con reattività crociata con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla catena gamma comune del recettore delle citochine, UniProt P31785.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD132/IL-2 R gamma Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3561
GeneID	3561
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 250-350 del CD132/IL-2 R gamma umano (NP_000197.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P31785
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio