

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd133 (Prom1) Per Wb, Ip, If-P, Elisa - O54990

Numero articolo: CM0005871

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD133 validato per WB, IP, IF-P, ELISA. Reagisce con topo e ratto. Rileva la Prominina-1 di ~97 kDa, un regolatore chiave della differenziazione cellulare e della morfogenesi del disco retinico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD133 Rabbit mAb
Note/Alias	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom1; 492416E19Rik
Specie	Topo
GenelD (umano)	8842
GenelD	19126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-107 della CD133 di topo (NP_001157049).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O54990
Peso proteico	97 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio