


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd137 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20334

Numero articolo: CM0007744



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD137 (4-1BB) del topo validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il recettore costimolatorio dei linfociti T TNFRSF9 per supportare la ricerca in immuno-oncologia e nella biologia dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD137
Osservazioni/Alias	ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040I11Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3604
GeneID	21942
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P20334
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacca refrigerante