

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd138 Per Citofluorimetria - K7Gnf5

Numero articolo: CM0005491

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-CD138 suino (SDC1, syndecan-1) di alta qualità, validato per citofluorimetria nel suino.

Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per lo studio della biogenesi degli esosomi, le interazioni cellula-matrice e lo sviluppo dentale. 32kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD138 suino
Note / Alias	SDC1, syndecan-1
Specie	Suino
GeneID (Umano)	6382
GeneID	100519770
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Suino
SWISS	K7GNF5
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio