

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd138/Syndecan-1 Per Ihc-P, Elisa - P18827

Numero articolo: CM0007267



### introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva CD138/Syndecan-1 umano, un proteoglicano della superficie cellulare. Indicato per applicazioni IHC-P ed ELISA nella ricerca e nello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD138/Syndecan-1           |
| Note/alias          | SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1   |
| Specie              | Umana                                           |
| GeneID (umano)      | 6382                                            |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante di CD138/Syndecan-1 umano |
| Origine             | Coniglio                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                           |
| Applicazione        | IHC-P, ELISA                                    |
| Reattività crociata | Umana                                           |
| SWISS               | P18827                                          |
| Peso della proteina | 32 kDa                                          |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico                              |