

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd138/Syndecan-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18827

Numero articolo: CM0017893



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CD138/Syndecan-1 umano (UniProt P18827). Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sugli esosomi e sulla matrice.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CD138/Syndecan-1
Note/alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6382
ID del gene	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-240 di CD138/Syndecan-1 umano (NP_002988.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P18827
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante