

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd13/Anpep Per Fc - P15144

Numero articolo: CM0004751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting al CD13/ANPEP umano, specificamente progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). L'immunogeno copre gli aminoacidi 69-967. Utile per la ricerca in immunologia e virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Note/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umano
GeneID (Umano)	290
GeneID	290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 69-967 del CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio