

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd13/Anpep Per Citometria A Flusso - P15144

Numero articolo: CM0007994



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CD13/ANPEP umano (P15144), validato per la citometria a flusso. Mirata a un'aminopeptidasi ad ampia specificità coinvolta nella digestione dei peptidi, nell'angiogenesi e nell'ingresso virale. Ideale per l'immunofenotipizzazione e studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Osservazioni/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umano
GeneID (Umano)	290
GeneID	290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 di CD13/ANPEP umano (NP_001141.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio