

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd13/Anpep Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15144

Numero articolo: CM0003107



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità targeting CD13/ANPEP umano, validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione dell'aminopeptidasi N e sulle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD13/ANPEP Rabbit mAb
Note/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	290
ID gene	290
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della CD13/ANPEP umana (P15144)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15144
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio