

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd13/Anpep Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P15144

Numero articolo: CM0003503



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CD13/ANPEP validato per WB, IHC-P, FC, ELISA; immunogeno proteina ricombinante umana CD13 (aa 69-967); 110kDa; per uso diagnostico e di ricerca mirato all'aminopeptidasi N.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio CD13/ANPEP
Note/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Specie	Umano
GeneID (umano)	290
GeneID	290
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 di CD13/ANPEP umano (NP_001141.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio