

Anticorpo Policlonale Anti-Cd13/Anpep Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15144

Numero articolo: CM0030363



introduzione

L'anticorpo policlonale CD13/ANPEP da coniglio è un anticorpo policlonale che si targeting l'aminopeptidasi N. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studiare la digestione proteica, l'angiogenesi e i meccanismi di infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD13/ANPEP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	290
GeneID	290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 668-967 del CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15144
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio