


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd14 Per If/Icc, Ihc, Elisa - P08571

Numero articolo: CM0003506



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD14 umano, adatto per immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Uno strumento chiave per lo studio dell'immunità innata, della segnalazione LPS e della biologia di monociti/macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD14 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CD14
Specie	Umano
GeneID	929
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 del CD14 umano (P08571)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio