

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd14 Per Wb - P10810

Numero articolo: CM0009848



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD14 di topo validato per WB, FC, ELISA. Reagisce con campioni di topo, rileva una proteina di ~39 kDa. Adatto per studi sull'immunità innata e sulla segnalazione LPS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio CD14
Osservazioni/Alias	CD14
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	929
ID Gene (Topo)	12475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-345 del CD14 di topo (NP_033971.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P10810
Peso proteico	39k Da
Spedizione	Borsa del ghiaccio