


Anticorpo Policlonale Anti-Cd141/Trombomodulina Per Wb, Ihc-P, If/Icc Ed Elisa - P07204

Numero articolo: CM0029856



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-trombomodulina convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva CD141/THBD umano, murino e ratto; regola la coagulazione e l'infiammazione. Ideale per la ricerca cardiovascolare e sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb Coniglio CD141/Trombomodulina
Note/Alias	TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Trombomodulina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7056
GeneID	7056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07204
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio