


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd141/Trombomodulina Per Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Numero articolo: CM0002353



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD141/Trombomodulina umana (THBD), validato per IHC-P, IF/ICC, citometria a flusso ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla coagulazione, l'infiammazione e la biologia delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD141/Trombomodulina
Note/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12; CD141/Trombomodulina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7056
GeneID	7056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07204
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio