


Polymab® Di Coniglio Anti-Cd141/Trombomodulina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Numero articolo: CM0006516



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro CD141/Trombomodulina umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sulla coagulazione, l'infiammazione e l'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PolymAb® di coniglio anti-CD141/Trombomodulina
Note/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Specie	Umana
GeneID (umano)	7056
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana. (NP_000352.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07204
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante