


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd142 (Fattore Tissutale) Per If/Icc, Fc - P13726

Numero articolo: CM0011610



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega al CD142/Fattore Tissutale umano, validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Immunogene ricombinante, cross-reagisce con l'umano. Ideale per la ricerca sull'emostasi e la coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD142 mAb
Note/Alias	TF; TFA; CD142
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2152
Gene ID	2152
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 34-251 del CD142 umano (NP_001984.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio