

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd144 Per Wb, Elisa - P55284

Numero articolo: CM0023665



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il CD144 (VE-caderina) del topo, generato contro proteina ricombinante. Validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studi sull'adesione cellulare endoteliale e sulle giunzioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD144 Rabbit pAb
Note/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
Specie	Topo
GenelD (Umano)	1003
GenelD	12562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 46-592 del CD144 di topo (NP_033998.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P55284
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio