

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd144/Ve Cadherin Per Fc - P33151

Numero articolo: CM0009513

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD144/VE-Cadherin umano. Adatto per citometria a flusso, cross-reattività con umano, peso proteico 88 kDa, immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD144/VE Cadherin mAb
Osservazioni/Alias	7B4; CD144
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1003
GenelD	1003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-593 del CD144/VE Cadherin umano (NP_001786.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Cross reattività	Umano
SWISS	P33151
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio