

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd144/VE Cadherina Per Fc - P33151

Numero articolo: CM0003987

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD144/VE Cadherina umana, coniugato con per citometria a flusso diretta. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule endoteliali e la ricerca in biologia vascolare, facilitando gli studi sull'adesione e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
Note/Alias	7B4; CD144
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1003
ID gene	1003
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 48-593 della CD144/VE Cadherina umana(NP_001786.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P33151
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio