


Anticorpo Policlonale Anti-Cd146 Per Wb, Elisa - P43121

Numero articolo: CM0021329



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CD146 umano (MUC18) per Western blot e ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Indagare l'adesione cellulare, la metastasi del melanoma e la biologia endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD146 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4162
ID Gene	4162
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 546-645 del CD146 umano (NP_006491.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P43121
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio