

Anticorpo Policlonale Anti-Cd146 Per Wb, Elisa - Q8R2Y2

Numero articolo: CM0019677

introduzione

Anticorpo policlonale anti-CD146 di coniglio validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani e murini. Target: molecola di adesione cellulare MUC18, adatto alla ricerca sul melanoma e sulla biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD146 pAb di coniglio
Note/alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Specie	Topo
GeneID (umano)	4162
GeneID	84004
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-563 di CD146 murino. (NP_075548.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8R2Y2
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante