

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146 Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q8R2Y2

Numero articolo: CM0004699

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CD146 ad alta specificità validato per WB, IHC-P, FC, ELISA con reattività in Umano, Topo, Ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sul melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio CD146
Osservazioni/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Specie	Topo
GenelD (Umano)	4162
GenelD	84004
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-563 del CD146 di topo (NP_075548.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8R2Y2
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio