

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd146/Mcam Per Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Numero articolo: CM0011459



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante ad alte prestazioni mirato al CD146/MCAM umano (P43121, 72kDa). Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Svolge un ruolo nell'adesione cellulare e nella metastasi tumorale, ideale per la ricerca sul cancro e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD146/MCAM
Note/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Specie	Umano
GeneID	4162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-559 del CD146/MCAM umano (NP_006491.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43121
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio