

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146/Mcam Per Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Numero articolo: CM0006916



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD146/MCAM (MUC18) umano. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 26-350). Supporta la ricerca sulla biologia vascolare e sulla metastasi del melanoma. ~72 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD146/MCAM Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-350 del CD146/MCAM umano (NP_006491.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P43121
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio